

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-GpIX/Cd42A/Gp9 Para Wb Y Elisa - P14770

Número de artículo: CM0006427



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la glicoproteína IX plaquetaria humana (GPIX/CD42a/GP9), adecuado para WB y ELISA. Herramienta esencial para la investigación de la hemostasia y la adhesión plaquetaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GPIX/CD42a/GP9 Rabbit mAb
Notas/Alias	GPIX; CD42a; GPIX/CD42a/GP9
Especie	Humana
GeneID	2815
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-140 de GPIX/CD42a/GP9 humano (NP_000165.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P14770
Peso de la proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo