

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gpix/Cd42A/Gp9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14770

Número de artículo: CM0006582



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo se dirige a la GPIX/CD42a humana (GP9), una subunidad del complejo GPIb-V-IX, y está validado para WB, IHC-P, ELISA. Ideal para estudios de hemostasia y adhesión plaquetaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo GPIX/CD42a/GP9
Observaciones/Alias	GPIX; CD42a; GPIX/CD42a/GP9
Especie	Humano
GenelD	2815
Inmunógeno	Proteína recombinante de GPIX/CD42a/GP9 humana
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P14770
Peso molecular de la proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo