


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gpkow Para Wb Y Elisa - Q92917

Número de artículo: CM0015150



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GPkOW humano (proteína que contiene dominio G-patch y motivos KOW). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Participa en el splicing del pre-ARNm. - Q92917

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GPkOW Rabbit pAb
Observaciones/Alias	T54; Mos2; Spp2; GPATC5; GPATCH5; GPkOW
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	27238
ID del gen	27238
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 127-476 de GPkOW humano (NP_056513.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92917
Peso de la proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo