

Anticuerpo Policlonal Anti-Gp1d1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P80108

Número de artículo: CM0025351

Introducción

pAb de conejo anti-GPLD1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta la fosfolipasa D específica de GPI de humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del metabolismo del anclaje GPI y la señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo anti-GPLD1
Observaciones/Alias	PLD, GPIPLD, PIGPLD, GPIPLDM, PIGPLD1, GPLD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2822
GeneID	2822
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-160 del GPLD1 humano (NP_001494.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P80108
Peso Proteico	92kDa
Envío	Bolsa de hielo