

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gpm6A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P51674

Número de artículo: CM0027902

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GPM6A humana (M6A), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Para la investigación de diferenciación neuronal y plasticidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GPM6A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	M6A; GPM6; GPM6A
Especie	Humano
GenelD (Humano)	2823
GenelD	2823
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de GPM6A humana (NP_005268.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P51674
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo