

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gpnmb Para Wb Y Elisa - Q14956

Número de artículo: CM0018545

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GPNMB humano (NMB, HGFN), validado para western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Detecta la proteína endógena en ~64 kDa, es útil para estudios de oncología y dermatología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GPNMB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NMB; HGFN; PLCA3; GPNMB
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10457
ID del gen	10457
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-486 de GPNMB humano (NP_001005340.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14956
Peso de la proteína	64kDa
Envío	Bolsa de hielo