

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gpr108 Para Wb, Elisa - Q9Npr9

Número de artículo: CM0020990

Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo policlonal de conejo anti-GPR108 (LUSTR2) para WB y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigaciones sobre el aparato de Golgi y la transducción mediante AAV. SWISS: Q9NPR9.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GPR108 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LUSTR2; GPR108
Especie	Humano
GeneID (humano)	56927
GeneID	56927
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-260 de GPR108 humano (NP_001073921.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9NPR9
Peso de la proteína	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo