

Anticuerpo Monoclonal Anti-Gpr109A/Hm74A/Hcar2 Para Wb, Elisa - Q8Tds4

Número de artículo: CM0004041



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-GPR109A/HCAR2 validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Se dirige al receptor de alta afinidad de la niacina que regula la secreción de adiponectina y la lipólisis, adecuado para investigación metabólica e inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GPR109A/HM74A/HCAR2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	HCA2; HM74a; HM74b; PUMAG; NIACR1; Puma-g; GPR109A; GPR109A/HM74A/HCAR2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	338442
GeneID	338442
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de GPR109A/HM74A/HCAR2 humano (NP_808219.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8TDS4
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo