

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gpr141 Para Wb, Elisa - Q7Z602

Número de artículo: CM0016596

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GPR141 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de GPCR huérfanos y estudios de receptores de membrana celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GPR141 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PGR13; GPR141
Especie	Humano
GenelD	353345
Inmunógeno	Péptido sintético (Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de GPR141 humano (NP_001316922.1))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q7Z602
Peso proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo