

Anticuerpo Policlonal Anti-Gpr151 Para Wb, Elisa - Q8Tdv0

Número de artículo: CM0020851

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GPR151 humano, un GPCR detector de protones. Validado para Western blot y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de neurociencia y GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GPR151 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GPCR; PGR7; GALR4; GALRL; GPCR-2037; GPR151
Especie	Humano
GeneID (humano)	134391
GeneID	134391
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 310-419 de GPR151 humano (NP_919227.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TDV0
Peso de Proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo