

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gpr153 Para Wb, Elisa - Q6Nv75

Número de artículo: CM0024420

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a GPR153 (PGR1), un receptor acoplado a proteína G huérfano. Validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de señalización de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	GPR153 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PGR1; GPR153
Especie	Humano
GeneID (Humano)	387509
GeneID	387509
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del GPR153 humano (NP_997253.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6NV75
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo