


Anticuerpo Policlonal Anti-Gpr155 Para Wb, Elisa - Q7Z3F1

Número de artículo: CM0024507



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GPR155 humano, un sensor de colesterol lisosómico para la señalización de mTORC1. Validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación de señalización metabólica y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GPR155 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DEP.7; PGR22; DEPD3; GPR155
Especie	Humano
GeneID (Humano)	151556
GeneID	151556
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 721-870 del GPR155 humano (NP_001028217.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q7Z3F1
Peso de la Proteína	97kDa
Envío	Bolsa de hielo