


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gpr17 Para Wb, Elisa - Q13304

Número de artículo: CM0030332



Introducción

CamelBio ofrece el anticuerpo policlonal de conejo contra GPR17 (Q13304) validado para WB, ELISA, que detecta humano, ratón y rata. Ideal para investigación del receptor de nucleótidos de uracilo/leucotrienos cisteinílicos y estudios de isquemia cerebral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GPR17 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GPR17
Especie	Humano
ID del gen	2840
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-94 de la GPR17 humana (NP_005282.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13304
Peso de la proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo