

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gpr173 Para Wb Y Elisa - Q9Ns66

Número de artículo: CM0016155

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GPR173 (SREB3), validado para WB y ELISA en muestras humanas y de ratón. Se dirige al receptor de phoenixin implicado en la señalización de GNRH y la proliferación de células de la granulosa; ideal para la investigación neuroendocrina y reproductiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GPR173 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SREB3; GPR173
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54328
GeneID	54328
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 160-230 del GPR173 humano (NP_061842.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NS66
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo