

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gpr22 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99680

Número de artículo: CM0022147

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo GPR22 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con GPR22 humano, de ratón y de rata. GPCR huérfano involucrado en la señalización G(i)/G(o) y la ciliogénesis. Ideal para aplicaciones de investigación cardiovascular y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GPR22 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GPR22
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2845
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del GPR22 humano (NP_005286.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99680
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo