

Anticuerpo Policlonal Anti-Gpr32 Para Wb, Elisa - O75388

Número de artículo: CM0023288

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el GPR32 humano (DRV1/RVDR1) para Western blot y ELISA. Reactividad cruzada validada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en inmunología e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GPR32 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DRV1; RVDR1; GPR32
Especie	Humano
GenelD (Humano)	2854
GenelD	2854
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del GPR32 humano (NP_001497.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75388
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo