

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gpr35 Para Wb, Elisa - Q9Hc97

Número de artículo: CM0024117



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GPR35 humano, un GPCR implicado en la respuesta inmune, cardioprotección e inflamación. Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada en ratón. Ideal para estudios de señalización de GPCR.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | GPR35 pAb de conejo                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | GPR35                                                                                                               |
| Especie             | Humano                                                                                                              |
| ID de gen (Humano)  | 2859                                                                                                                |
| ID de gen           | 2859                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de GPR35 humano (NP_005292.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                            |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                           |
| Reactividad cruzada | Ratón                                                                                                               |
| SWISS               | Q9HC97                                                                                                              |
| Peso proteico       | 34kDa                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                      |