

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gpr37 Para Wb Y Elisa - O15354

Número de artículo: CM0022038

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al receptor de prosaposina GPR37 (PAELR/EDNRBL), adecuado para Western blot y ELISA. Detecta GPR37 humano y de rata, apoyando estudios de mielinización, inflamación y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	pAb de Conejo GPR37
Observaciones/Alias	PAELR; EDNRBL; hET(B)R-LP; GPR37
Especie	Humano
GeneID (humano)	2861
GeneID	2861
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-180 del GPR37 humano (NP_005293.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	O15354
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo