

Anticuerpo Policlonico Anti-Gpr55 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Y2T6

Número de artículo: CM0016482



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GPR55 humano (LPIR1), validado para WB, IF-P, ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Para uso en investigación en estudios de señalización de GPCR y metabolismo lipídico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GPR55 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LPIR1; GPR55
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9290
GeneID	9290
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-319 de GPR55 humano (NP_005674.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9Y2T6
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo