

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gpr62 Para Wb Y Elisa - Q9Bzj7

Número de artículo: CM0024513

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a GPR62 humano (GPCR8, KPG_005), obtenido a partir de un péptido sintético. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada para humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar la señalización de GPCR huérfanas en tejidos cerebrales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	GPR62 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GPCR8; KPG_005; GPR62
Especie	Humano
GeneID	118442
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 150-250 de GPR62 humano (NP_543141.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BZJ7
Peso de la proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo