

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gpr82 Para Wb Y Elisa - Q96P67

Número de artículo: CM0019111

Introducción

Investiga el receptor huérfano acoplado a proteína G 82 con este anticuerpo policlonal de conejo. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudios de receptores de membrana celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GPR82 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GPR82
Especie	Humano
GenelD	27197 (Humano)
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de GPR82 humano (NP_543007.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q96P67
Peso de proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo