

Anticuero Policlonal Anti-Gprc5A Para Wb, Elisa - Q8Nfj5

Número de artículo: CM0027247

Introducción

Anticuero policlonal de conejo dirigido contra GPRC5A (RAIG-1), validado para Western blot y ELISA. Reconoce la proteína 3 inducida por ácido retinoico humano y de ratón, un supresor de tumores pulmonares. Ideal para la investigación del cáncer y estudios de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GPRC5A Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	RAI3; TIG1; RAIG1; GPCR5A; PEIG-1; GPRC5A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9052
ID de Gen	9052
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 268-357 de GPRC5A humano (NP_003970.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticueros Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8Nfj5
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo