

Anticuerpo Monoclonal Anti-Gprc5B Para Wb, Elisa - Q9Nzh0

Número de artículo: CM0002915

Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-GPRC5B validado para WB y ELISA. Detecta GPRC5B humano con reactividad cruzada hacia ratón y rata. Ideal para estudios de GPCR y regulación del volumen celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo GPRC5B
Observaciones/Alias	RAIG2; RAIG-2; GPRC5B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51704
GeneID	51704
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 304-403 de GPRC5B humano (NP_057319.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9NZH0
Peso Proteico	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo