


Anticuerpo Monoclonal Anti-Gprc5D Para Fc - Q9Nzd1

Número de artículo: CM0012789



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-GPRC5D humano de conejo de grado investigativo, conjugado con , para citometría de flujo (FC). Validado en muestras humanas; enviado en bolsas de hielo. UniProt: Q9NZD1. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-GPRC5D humano
Observaciones/Alias	GPRC5D
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	55507
ID del gen	55507
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 del GPRC5D humano (NP_06124.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9NZD1
Peso de la proteína	34kDa/36kDa/38kDa
Envío	Bolsa de hielo