


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gpsm2 Para Wb, Elisa - P81274

Número de artículo: CM0013761



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GPSM2 de alta calidad, validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón; tiene como diana el modulador 2 de la señalización de proteínas G (LGN), implicado en la organización del huso mitótico y la división celular asimétrica. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Detalles                                                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | GPSM2 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | LGN; CMCS; PINS; DFN82; GPSM2                                                                                                      |
| Especie             | Humana                                                                                                                             |
| GeneID (humano)     | 29899                                                                                                                              |
| GeneID              | 29899                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 380-490 de GPSM2 humano (NP_037428.3) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón                                                                                                                      |
| SWISS               | P81274                                                                                                                             |
| Peso de la proteína | 77kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |