

Anticuerpo Policlonico Anti-Gpt De Conejo Para Wb, Elisa - P24298

Número de artículo: CM0024822

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a la alanina aminotransferasa 1 (GPT/ALT1) humana. Adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA, con reactividad cruzada frente a la GPT de ratón y rata. Útil para investigación en metabolismo hepático.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GPT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALT; AAT1; ALT1; GPT1; SGPT; GPT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2875
GeneID	2875
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 de la GPT humana (NP_005300.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24298
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo