

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Gpt2 Para Wb - Q8Td30

Número de artículo: CM0007258



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón contra la alanina aminotransferasa 2 humana (GPT2/ALT2), generado contra proteína recombinante (aa 358-456). Validado para Western blot y ELISA, reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación del metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GPT2 Ratón mAb
Observaciones/Alias	ALT2; GPT 2; MRT49; NEDSPM; GPT2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84706
GeneID	84706
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia dentro de los aminoácidos 358 - 456 de GPT2 humana (Q8TD30).
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TD30
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo