

Anticuerpo Policlonal Anti-Gpt2 Para Wb Y Elisa - Q8Td30

Número de artículo: CM0021895



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GPT2 validado para WB y ELISA. Reacciona específicamente con GPT2 humano (alanina aminotransferasa 2), una enzima metabólica clave relacionada con trastornos neurológicos. Ideal para la investigación del metabolismo de aminoácidos y estudios de biomarcadores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GPT2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ALT2; GPT 2; MRT49; NEDSPM; GPT2
Especie	Humano
GeneID (humano)	84706
GeneID	84706
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 310-410 de GPT2 humano. (NP_597700.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8TD30
Peso molecular de la proteína	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo