

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gpvi/Gp6 Para Wb, Elisa - POC191

Número de artículo: CM0023914

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GPVI/GP6 de ratón, un receptor de glucoproteína plaquetaria para el colágeno. Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada humana. Útil para estudiar la activación plaquetaria y la trombosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GPVI/GP6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Gpvi; Gm469; 9830166G18Rik; GPVI/GP6
Especie	Ratón
GeneID	243816
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-265 del GPVI/GP6 de ratón (NP_001156486.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	POC191
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo