


Anticuerpo Monoclonal Anti-Gpx1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07203

Número de artículo: CM0006372



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra GPX1 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar la homeostasis redox y la reducción de hidroperóxidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GPX1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	GPXD; GSHPX1; GPX1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2876
GeneID	2876
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de GPX1 humano (NP_000572.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07203
Peso de la Proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo