


Anticuerpo Policlonal Anti-Gpx1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P07203

Número de artículo: CM0014697



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GPX1 humana para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reconoce GPX1 de humano, ratón y rata. Ideal para estudios de homeostasis redox y peroxidación lipídica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GPX1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GPXD, GSHPX1, GPX1
Especie	Humano
GeneID	2876
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de GPX1 humana (NP_000572.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07203
Peso Proteico	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo