


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gpx2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P18283

Número de artículo: CM0014193



Introducción

El pAb de conejo GPX2 detecta GPX2 humano, de ratón y de rata (P18283) mediante WB, IHC-P y ELISA. Inmunógeno recombinante, validado para aplicaciones de investigación en redox y gastroenterología. Optimizado para estudios de la función de la glutatión peroxidasa 2 en tejidos hepáticos y gastrointestinales, este anticuerpo policlonal garantiza una detección fiable en múltiples formatos de ensayo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo GPX2
Observaciones/alias	GPRP; GPx-2; GI-GPx; GPRP-2; GPx-GI; GSHPx-2; GSHPX-GI; GPX2
Especie	Humano
GeneID (humano)	2877
GeneID	2877
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-180 de la GPX2 humana (NP_002074.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P18283
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo