


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gpx3 Para Wb Y Elisa - P22352

Número de artículo: CM0018475



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GPX3 humano (GPx-P) para Western blot (WB) y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Se dirige contra la glutatión peroxidasa extracelular, una enzima antioxidante que protege las células del daño oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GPX3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GPx-P; GSHPx-3; GSHPx-P; GPX3
Especie	Humana
GeneID (humano)	2878
GeneID	2878
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la GPX3 humana (NP_002075.2)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P22352
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo