

Anticuerpo Monoclonal Anti-Gpx4 Para Wb - P36969

Número de artículo: CM0002193



Introducción

Valide la expresión de la proteína GPX4 con este anticuerpo monoclonal de conejo validado por knockout. Adecuado para aplicaciones WB, IF-P, ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de ferroptosis y estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] GPX4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MCSP; SMD5; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; [Validado por KD] GPX4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2879
ID de Gen	2879
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de GPX4 humana (P36969).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P36969
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo