


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gpx4 (Validado Mediante Kd) Para Wb, If-P, Ihc-P Y Elisa - P36969

Número de artículo: CM0009232



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-GPX4 de alta afinidad (validado mediante KD) para Western blot, IF, IHC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con GPX4 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la ferroptosis y el estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	GPX4 Rabbit mAb [validado mediante KD]
Observaciones/Alias	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; GPX4 [validado mediante KD]
Especie	Humano
ID del gen	2879
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 74-197 de la GPX4 humana (NP_002076.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P36969
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo