


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gpx4 [Validado Por Kd] Para Wb, Ihc, If, Elisa - P36969

Número de artículo: CM0010583



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la GPX4 humana, validado para Western blot, IHC, IF y ELISA. Detecta un regulador antioxidante clave de la ferroptosis, con reactividad cruzada en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcM monoclonal de conejo contra GPX4 [validado por KD]
Observaciones/Alias	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx
Especie	Humana
GeneID (Humano)	2879
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 74-197 de la GPX4 humana (NP_002076.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P36969
Peso de la proteína	20 kDa/22 kDa
Envío	Bolsa de hielo