


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gpx4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36969

Número de artículo: CM0013042



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo GPX4 está validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con la GPX4 humana, de ratón y rata, una fosfolípido hidroxiperoxidasa esencial que protege a las células de la ferroptosis y el daño oxidativo. Ideal para investigación en biología redox y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GPX4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2879
GeneID	2879
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-197 de GPX4 (NP_002076.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P36969
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo