


Anticuerpo Policlonal Anti-Gpx5 Para Wb, Elisa - 075715

Número de artículo: CM0017675



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GPX5 humana, validado para Western blot y ELISA con reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudiar el estrés oxidativo en la maduración espermática y la fertilidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GPX5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EGLP; GPx-5; GSHPx-5; HEL-S-75p; GPX5
Especie	Humana
GeneID (Humana)	2880
GeneID	2880
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de GPX5 humana (NP_003987.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O75715
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo