


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Gpx7 Para Wb, Elisa - Q96SI4

Número de artículo: CM0025979



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo anti-GPX7 validado para WB y ELISA. Detecta GPX7 de humano, ratón y rata, una tiolperoxidasa del RE involucrada en la homeostasis redox y el plegamiento oxidativo de proteínas. Ideal para investigación de estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GPX7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GPX6; CL683; GPx-7; NPGPx; GSHPx-7; GPX7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2882
GeneID	2882
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-187 de la GPX7 humana (NP_056511.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96SL4
Peso de la Proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo