

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gpx8 Para Wb Y Elisa - Q8Ted1

Número de artículo: CM0022315



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-GPX8 para aplicaciones de WB y ELISA. Reconoce GPX8 humano, de ratón y de rata, una peroxidasa de tiol del RE crucial para la homeostasis redox y la formación de disulfuros. Compatible con estudios de estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GPX8 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GPx-8; UNQ847; EPLA847; GSHPx-8; GPX8
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	493869
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 41-209 de GPX8 humano (NP_001008398.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TED1
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo