

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Granulina Para Wb, Elisa - P28799

Número de artículo: CM0006381



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Granulina (PGRN/GP88) validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Se dirige a la función lisosomal y a las vías de inflamación; ideal para la investigación del cáncer y las neurodegeneraciones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Granulina mAb de conejo
Observaciones/Alias	GEP; GP88; PEPI; PGRN; CLN11; PCDGF; Granulina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2896
GeneID	2896
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 494-593 de la Granulina humana (NP_002078.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P28799
Peso proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo