

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Granulina Para Wb Y Elisa - P28799

Número de artículo: CM0028997



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la granulina humana (PGRN/GP88), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para estudios sobre la función lisosomal, la inflamación y la proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-granulina
Observaciones/Alias	GEP; GP88; PEPI; PGRN; CLN11; PCDGF; Granulina
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	2896
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-593 de la granulina humana (NP_002078.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P28799
Peso de la proteína	64 kDa
Envío	Bolsa de hielo