

Anticuerpo Policlonal Anti-Granzima B Para Wb, Elisa - P04187

Número de artículo: CM0028626

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Granzima B de ratón (P04187), adecuado para WB y ELISA. La Granzima B es una serina proteasa clave en la apoptosis y piroptosis mediadas por células T citotóxicas y células NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Granzima B Conejo pAb
Observaciones/Alias	GZB; CCP1; Ctla1; Ctla-1; CCP-1/C11
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3002
GeneID	14939
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 141-240 de la Granzima B de ratón (NP_038570.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P04187
Peso Proteico	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo