

Anticuerpo Policlonal Anti-Granzima B Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P10144

Número de artículo: CM0023771



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Granzima B para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta la Granzima B humana y de ratón (~28kDa). Ideal para investigaciones sobre apoptosis, piroptosis y citotoxicidad inmune. Inmunógeno de péptido sintético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-Granzima B
Observaciones/Alias	C11; HLP; CCPI; CGL1; CSPB; SECT; CGL-1; CSP-B; CTLA1; CTSG1; Granzima B
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3002
ID de Gen	3002
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P10144
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo