

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Grp Para Wb Y Elisa - Q13588

Número de artículo: CM0014804

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra GRAP humano (proteína adaptadora relacionada con GRB2), validado para Western blot y ELISA. Herramienta fiable para la investigación de la señalización de Ras, la biología del oído interno y la sordera.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	GRAP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DFNB114; GRAP
Especie	Humano
GeneID (humano)	10750
GeneID	10750
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 128-217 de GRAP humano (NP_006604.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q13588
Peso molecular	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo