

Anticuerpo Monoclonal Anti-Grasp65 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bqq3

Número de artículo: CM0006630



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra GRASP65 de alta calidad para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en biología del aparato de Golgi y estructura celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GRASP65 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	P65; GOLPH5; GRASP65
Especie	Humano
GeneID	64689
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BQQ3
Peso de la proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo