


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Grb14 Para Wb, Elisa - Q14449

Número de artículo: CM0025408



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GRB14 validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona con especies humana, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación de la señalización de la insulina y estudios de interacción con receptores. Peso molecular predicho: 61 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GRB14 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GRB14
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2888
GeneID	2888
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 del GRB14 humano (NP_004481.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14449
Peso Proteico	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo