


Anticuerpo Policlonal Anti-Grb2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62993

Número de artículo: CM0025884



Introducción

Anticuerpo policlonal anti-GRB2 de alta calidad validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta GRB2 humano y de ratón, un adaptador clave en vías de señalización. Ideal para estudiar la señalización celular, la inmunidad y la reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GRB2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ASH; Grb3-3; MST084; NCKAP2; MSTP084; EGFRBP-GRB2; GRB2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2885
GeneID	2885
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-217 del GRB2 humano (NP_002077.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P62993
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo