

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Grb7 Para Wb Y Elisa - Q14451

Número de artículo: CM0029426



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a la GRB7 humana, validado para WB y ELISA. Apto para investigar la señalización mediada por GRB7, la proliferación celular, la migración y la dinámica de los gránulos de estrés en aplicaciones de investigación y IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GRB7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GRB7
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2886
ID del Gen	2886
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 de la GRB7 humana (NP_001229372.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q14451
Peso Molecular de la Proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo