


Anticuerpo Policlonal Anti-Grem1 Para Wb, Elisa - O60565

Número de artículo: CM0015247



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GREM1 humano (Gremlin-1), validado para Western blot y ELISA. Ideal para la investigación sobre antagonismo de BMP, carcinogénesis y organogénesis renal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GREM1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DRM; HMPS; MPSH; PIG2; CRAC1; CRCS4; DAND2; HMPS1; IHG-2; DUP15q; C15DUPq; GREMLIN; CKTSF1B1; GREM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26585
GeneID	26585
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 44-143 del GREM1 humano (NP_001178252.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O60565
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo